


Deux gentleMACS™ Dissociator et QuadroMACS™ Separator mis à disposition



PCBIIS
Plateforme de Chimie Biologique
Intégrative de Strasbourg
UAR3286



Les **2 gentleMACS™ Dissociator** permettent la dissociation simultanée de 4 tissus en suspensions de cellules isolées ou en homogénat.



Viabilité élevée et stérilité préservée, idéale pour :

- **Culture cellulaire** (primaire ou organoïdes)
- Analyse par **cytométrie en flux / FACS**

Deux séparateurs QuadroMACS™

Les **2 séparateurs QuadroMACS™** permettent le tri magnétique simultané de 8 échantillons.

- Tri rapide des cellules
- Sélection positive ou négative des cellules
- Colonne LS, LD ou "sang total"



Contact : daubeuf@unistra.fr
(Faculté de pharmacie -
3e étage - salle C310)



**Photos issues du site de miltenyibiotec*